

# Startsett for mikroskopi

Varennr.: 307040

Dette er et enkelt og rimelig sett for å begynne med mikroskopi i grunnskolen. Det inneholder det meste av det man trenger for å komme i gang: Ferdige preparater som kan studeres i mikroskopet umiddelbart, samt enkelt utstyr for å lage sine egne preparater.


## Settet inneholder:

5 stk ferdigpreparater, i plastbeholder:


- Loosen Stem/Kattehale stengel C.S. (Cross section=Tverrsnitt)
- Cotton Stem/Bomull stengel C.S. (Cross section=Tverrsnitt)
- Helianthus Stem/Solsikke stengel C.S. (Cross section=Tverrsnitt)
- Allium Seale Epidermis/Løkskjell W.M. (Whole mount=Helt eksemplar/organisme)
- Musca Leg/Flue bein W.M. (Whole mount= Helt eksemplar/organisme)

## Utstyr for å lage preparater:

- 5 stk objektglass, i plastbeholder
- 8 stk dekkglass, pakket i papir
- 1 stk Pinsett, plast
- 1 stk Preparérnål, metall/plast
- 1 stk Dråpeteller, plast
- 1 stk Bomullspinne, tre
- 1 stk Rørepinne, tre
- 1 stk Petriskål, plast
- 1 stk reagensglass, plast
- 5 stk selvklebende etiketter til egne preparater
- 1 pk linsepapir til å rengjøre mikroskoplinser
- 1 flaske preparatfarge, blå (løses i dest, vann)
- 1 flaske preparatfarge, rød (løses i dest. vann)



**Kattehale stengel, tverrsnitt**



**Løkskjell, ett celledag**

Begge bildene er tatt gjennom vårt rimeligste mikroskop, Mikroskop Junior



**Mikroskop Junior  
varennr.: 307000**